

ПАМЯТКА ПО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЮ



КЛИНИКА
УХА, ГОРЛА
И НОСА

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТАМ

ДОРОГОЙ ПАЦИЕНТ!

Поздравляем с решением улучшить качество жизни с помощью слухового аппарата.

Современные устройства незаметны, удобны и возвращают способность слышать даже при выраженной тугоухости.

Чтобы привыкание прошло комфортно, пожалуйста,

внимательно ознакомьтесь с рекомендациями.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.

Сразу после начала использования возможны ощущение лёгкой заложенности, непривычное звучание собственного голоса, утомляемость. Это нормально.

НАБЕРИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ТЕРПЕНИЯ, АДАПТАЦИЯ ДЛИТСЯ 2–4 НЕДЕЛИ.

• Помните, что аппарат – это аналог очков. К нему нужно привыкнуть. Полная адаптация наступает через 1–2 месяца постоянного ношения.

ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ (ПРАВИЛА АДАПТАЦИИ)

• НАЧИНАЙТЕ ПОСТЕПЕННО.

В первый день носите аппарат 1–2 часа дома.

Каждый день увеличивайте время. К концу недели старайтесь носить весь день.

• НАСТРОЙТЕ СЕБЯ.

Первое время вы услышите звуки, которые давно не замечали (тикание часов, шум холодильника).

Это полезная тренировка для мозга.

• ТРЕНИРУЙТЕСЬ.

Слушайте аудиокниги, смотрите телевизор.

Попросите близких говорить в обычном темпе, не кричать.

• УХАЖИВАЙТЕ.

Ежедневно протирайте аппарат мягкой сухой салфеткой.

Прочищайте вкладыш щёткой. Не допускайте попадания влаги.

• ХРАНИТЕ ПРАВИЛЬНО.

На ночь открывайте батарейный отсек. Храните в сухом месте в футляре. Вынимайте батарейки при длительном хранении.

• РЕГУЛЯРНО НАВОДИТЕ К ВРАЧУ.

Перенастройка через 2–4 недели после начала, затем раз в 6–12 месяцев.

• ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АКСЕССУАРАМИ.

Для телефона используйте T-режим, для телевизора – стриммер.

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

- Не носите аппарат в душе, бассейне, бане, сауне – влага его повредит.
- Не чистите спиртом, острыми предметами или водой.
- Не храните на солнце, у батарей или в машине.
- Не отчаивайтесь при первых неудачах – привыкание требует времени.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- Острый отит или обострение хронического.
- Выделения из уха.
- Внезапная потеря слуха.

СПАСИБО, ЧТО ДОВЕРИЛИ НАМ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ.
ХОРОШЕГО ВАМ СЛУХА!

КОГДА НУЖНО ПРИЙТИ К ВРАЧУ

• ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР:

Через 2–4 недели после начала ношения, затем раз в 6–12 месяцев.

• КОГДА ОБРАТИТЬСЯ СРОЧНО:

- Боль или раздражение в ухе от вкладыша.
- Внезапное ухудшение слуха.
- Выделения из уха.

**С ЗАБОТОЙ
О ВАШЕМ
ЗДОРОВЬЕ**

Наш телефон:
8 (495) 153-40-94
lorlor.ru